


故障かな？と思ったら EMS（電気刺激）について


EMS を感じない。刺激が弱い。

- 最初はレベル0 に設定されています。+ボタンを押してレベルを上げてください。
- 靴下やストッキングなどは脱いで、素足の状態で使用してください。
- 本体の土踏まずの位置と両足裏の土踏まずの位置を合わせ、足裏を本製品の電極ピン(足形の部分)に密着させてください。
- 足裏の水分量が不足していると、電気刺激を感じなかったり、刺激が弱く感じます。また、足の一部分のみ極端にピリピリした刺激を感じたりする場合があります。このような場合は足裏の水分量を補填するために、以下をお試してください。
- 足裏を濡れたタオル等で拭き、湿らせる。
- 足裏の下に左右1枚ずつノンアルコールウェットシートを敷いて使用する。
- 電池残量が少ない可能性があるので充電してください。




刺激に左右差を感じる

- 電極ピンの汚れを拭きとってください。
- 足裏の筋肉量や筋肉の位置は左右で異なるため、同じ体感が得られるとは限りません。足裏の位置を調整して筋肉に刺激のある位置を探してください。
- 体重の載せ方で左右の体感が異なることがあります。左右均等になるように正しく乗せてください。
- 電池残量が少ない可能性があるので充電してください。



+ボタン、-ボタンを押してもレベルが上下しない

- チャイルドロックスイッチが「LOCK」(左位置)になっていると電源オン・オフ以外の操作ができなくなります。スイッチを右側にスライドしてチャイルドロックを解除してください。



※USBケーブルの取り扱いについてもご注意ください。

- ケーブル根元の太くなっている部分をつまんでまっすぐ抜き差しする。
- ケーブル部分を引っ張って本製品を移動したり、持ち上げたりしない。

ケーブル部分を引っ張ったり、まっすぐ抜き差ししない場合、端子の変形や破損の原因となります。

